
ERWEITERTES SORTIMENT!



OP-Instrumente



CHOPPER

KANÜLEN

LIDSPERRER

MANIPULATOREN

NADELHALTER

PINZETTEN

SCHEREN

VERSCHIEDENES



Weitere Informationen finden Sie auch in unserem Onlineshop

www.eyesfirst.eu

Chopper



Akahoshi-Combo-Prechopper

Scharfe und stumpfe Spitzenseite, max. Spitzenöffnung 3mm Cross-action, Rundgriff

Länge: 120 mm



Nichamin-Phaco-Chopper

Beidhändig, gerade, abgerundete distale Spitze hochglanzpoliert

Spitze 1,1 mm lang



Drysdale-Paddle-Manipulator & Phaco-Chopper

Doppelseitig

Manipulator mit flacher Paddlespitze



Lieberman-Micro-Finger & Phaco-Chopper

Doppelseitig



Phaco-Chopper

Verlängertes distales Segment Innere Klinge 45° abgewinkelt

Abgerundete distale Spitze hochglanzpoliert



Quick-Chopper

Quick-Chopper



Nagahara-Phaco-Chopper

Klinge 60° abgewinkelt, 1,5 mm



Rosen-Phaco-Chopper

Keilförmige Klinge 45° abgewinkelt, 1,2 mm, stumpf



Phaco-Chopper

Rechte Hand, abgerundete distale Spitze hochglanzpoliert

Spitzenlänge: 1,8 mm

Material: Titan

Artikel-Nr.: 2-701

Artikel-Nr.: 6-515

Artikel-Nr.: 6-520

Artikel-Nr.: 6-521

Artikel-Nr.: 6-524

Artikel-Nr.: 6-534

Artikel-Nr.: 6-535

Artikel-Nr.: 6-536

Artikel-Nr.: 6-537

Kanülen

Material: Edelstahl



Tränenwegkanüle Gerade, 23G Spitze 22 mm Stumpf Artikel-Nr.: 1-023



Nichamin-Hydrodissektionskanüle

Artikel-Nr.: 1-026

Abgewinkelt Gebogen 25G



Simcoe-Saug- und Spülkanüle

Artikel-Nr.: 1-034

0,3 mm Aspirationsöffnung 23G

Simcoe-Saug- und Spülkanüle, revers 23G Artikel-Nr.: 1-035



 $Schlingenkan\"{u}le$

Nadel 18G Schlinge 25G Artikel-Nr.: 1-040

Artikel-Nr.: 1-042



Yalon-Hydrodissektionskan "ule

Abgewinkelt 25G

Spitze 8 mm

Lidsperrer

Material: Titan



Slade-Lidsperrer LASIK

Verstellbar Offen

Länge: 65 mm

Artikel-Nr.: 4-019




Lieberman-Lidsperrer

Verstellbar V-Valven

Offen

Länge: 65 mm






Lieberman-Lidsperrer

Verstellbar K-Valven

Offen, temporal

Länge: 65 mm






Shapira-Lidsperrer

Verstellbar

Offen

Länge: 65 mm





Aspirationslidsperrer

Verstellbar, gefenstert

Artikel-Nr.: 10-027



Barraquer-Lidsperrer

Volle Valven

Länge: 52 mm



Barraquer-Lidsperrer

Edelstahl, gefenstert,

Länge: 45 mm



Lidsperrer

Länge 52mm

Artikel-Nr.: 10-001

Artikel-Nr.: 10-002

Artikel-Nr.: 10-020

Manipulatoren/Häkchen

Material: Titan

Artikel-Nr.: 6-028



Synechienspatel

Spitze 0,5 mm Länge: 124 mm

Drysdale-Linsenmanipulator Artikel-Nr.: 6-033

Paddlespitze Länge: 117 mm

Kuglen-Irishaken & Linsenmanipulator Artikel-Nr.: 6-048

Gerade Länge: 115 mm

IOL-Manipulator Artikel-Nr.: 6-049

Abgewinkelt Gebogen Länge: 126 mm

Maltzman-Frenzl-Linsenmanipulator Artikel-Nr.: 6-052

Abgewinkelt Spitze V-förmig 0,15 mm Durchmesser Länge: 120 mm

Sinskey-Linsenmanipulationshäkchen Artikel-Nr.: 6-062

Abgewinkelt Spitze 0,15 mm ø, stumpf Länge: 125 mm

Jaffe-Bechert-Linsenkernrotierer Artikel-Nr.: 6-065

Abgewinkelt Spitze Y-förmig, vertikal Länge: 120 mm

Schocket-Skleraldepressor Artikel-Nr.: 6-070

Doppelseitig Länge: 138 mm

Abgewinkelt Länge: 116 mm

Kernmanipulator Artikel-Nr.: 6-073

Nadelhalter

Material: Titan



Barraquer-Nadelhalter

Gebogen Ohne Sperre Länge: 115 mm Artikel-Nr.: 8-004



Barraquer-Nadelhalter

Gebogen, Maul 9 mm Ohne Sperre Länge: 115 mm Artikel-Nr.: 8-005



Barraquer-Nadelhalter

Gebogen, Maul 9 mm Ohne Sperre Länge: 115 mm Artikel-Nr.: 8-006



Castroviejo-Nadelhalter

Gebogen, Maul 11 mm Ohne Sperre Länge: 140 mm Artikel-Nr.: 8-015



Castroviejo-Nadelhalter

Gebogen, Maul 11 mm Ohne Sperre Länge: 140 mm Artikel-Nr.: 8-016



Nadelhalter

Gebogen, Maul 6 mm Ohne Sperre Länge: 110 mm Artikel-Nr.: 8-023



Nadelhalter

Gebogen, Maul 11 mm Ohne Sperre Länge: 115 mm Artikel-Nr.: 8-025



Nadelhalter

Gebogen, Maul 9 mm Ohne Sperre Länge: 115 mm Artikel-Nr.: 8-027



Troutman-Nadelhalter

Gebogen, Maul 10 mm Mit Sperre Länge: 115 mm Artikel-Nr.: 8-037




Barraquer-Nadelhalter

Gebogen, Maul 10 mm Ohne Sperre Länge: 125 mm Artikel-Nr.: 8-039

OP-Instrumente Pinzetten

Material: Titan



Pinzetten

Fortsetzung

Material: Titan



Fechtner-Bindehautpinzette

Artikel-Nr.: 2-604

Ringspitze, Fadenplatte

Länge: 112 mm



Castroviejo-Nahtpinzette

Artikel-Nr.: 2-804

1 x 2 Zähne, gerade, 0,12 mm, Fadenplatte 5 mm

Länge: 108 mm



Nahtpinzette

Artikel-Nr.: 2-809

1 x 2 Zähne, gerade, 0,12 mm, Fadenplatte 5 mm

Länge: 85 mm



Nahtpinzette

Artikel-Nr.: 2-810

1 x 2 Zähne, 0,12 mm, Fadenplatte 5 mm, Rundgriff

Länge: 105 mm



Nahtpinzette

Artikel-Nr.: 2-811

1 x 2 Zähne, gerade, 0,12 mm, Fadenplatte 5 mm

Länge: 108 mm



Bishop-Harmon-Pinzette

1 x 2 Zähne, gerade, 0,4 mm

Länge: 85 mm





Nahtpinzette (Bonner Modell)

1 x 2 Zähne, gerade, 0,12 mm

Länge: 85 mm



Nahtpinzette

Artikel-Nr.: 2-814

Artikel-Nr.: 2-817 1 x 2 Zähne, gerade, 0,12 mm, Fadenplatte 5 mm

Länge: 115 mm



Castroviejo-Fadenpinzette

Artikel-Nr.: 2-901

45° gewinkelt Länge: 108 mm



Girard-Fadenpinzette

Artikel-Nr.: 2-905

Gebogen, Fadenplatte 4,5 mm, Rundgriff

Länge: 105 mm



Girard-Fadenpinzette

Artikel-Nr.: 2-906

Artikel-Nr.: 2-912

Gerade, Fadenplatte 4,5 mm, Rundgriff Länge: 105 mm



McPherson-Fadenpinzette

45° gewinkelt, Fadenplatte 4,5 mm

Länge: 115 mm



Fadenpinzette

Gerade, Fadenplatte 4,5 mm

Länge: 85 mm



Artikel-Nr.: 2-919



Fadenpinzette

Gerade, Fadenplatte 4,5 mm

Länge: 115 mm



Material: Titan

Artikel-Nr.: 9-006



McPherson-Westcott-Bindehautschere Gebogen, stumpf, Blätter 10,5 mm

Länge: 105 mm

Castroviejo-Hornhautschere Artikel-Nr.: 9-007

Gebogen, stumpf, Blätter 21 mm

Länge: 115 mm

Artikel-Nr.: 9-010 Castroviejo-Hornhautschere

Gebogen, stumpf, Blätter 11 mm

Länge: 105 mm

Osher-Universalschere Artikel-Nr.: 9-013

Gebogen, stumpf, Blätter 21 mm

Länge: 115 mm

Westcott-Fadenschere Artikel-Nr.: 9-504

Sehr spitz, Blätter 19 mm

Länge: 105 mm

Augenschere Artikel-Nr.: 9-602

Gebogen, stumpf, Blätter 32 mm Länge: 110 mm

Augenschere Artikel-Nr.: 9-603

Gerade, spitz, Blätter 32 mm

Länge: 110 mm

Augenschere Artikel-Nr.: 9-604

Gerade, stumpf, Blätter 32 mm

Länge: 110 mm

Westcott-Sehnenschere Artikel-Nr.: 9-605

Gebogen, stumpf, Blätter 19 mm

Länge: 110 mm

Westcott-Sehnenschere Artikel-Nr.: 9-607

Gebogen, spitz, Blätter 25 mm

Länge: 130 mm

Vannas-Kapsulotomieschere Artikel-Nr.: 9-803

Abgewinkelt, spitz, Blätter 12,5 mm

Länge: 95 mm

Vannas-Schere

Artikel-Nr.: 9-804 Abgewinkelt, spitz, Blätter 7,5 mm, Länge: 82 mm

Vannas-Schere

Gebogen, spitz, Blätter 7,5 mm, Länge: 82 mm Artikel-Nr.: 9-807

Vannas-Schere


Gerade, extra fein, spitz, Blätter 15 mm, Länge: 108 mm Artikel-Nr.: 9-809

Vannas-Schere

Gerade, spitz, Blätter 7,5 mm, Länge: 82 mm Artikel-Nr.: 9-813

Verschiedenes

Material: Titan





Baird-Chalazionklemme Oval, 8 x 11 mm, Länge: 98 mm

Halsted-Mosquitoklemme Gebogen, Branchen 32 mm Länge: 125 mm